

 Markenjury

Philips Sonicare AirFloss

Für eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume.



Eine Markenjury-Aktion für Leserinnen und Leser von

Brigitte

Liebes Markenjury-Mitglied!

Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Aktion mit dem Philips Sonicare AirFloss – für eine schnelle, einfache und effektive Reinigung der Zahnzwischenräume.

Gemeinsam wollen wir in dieser Markenjury-Aktion:

- 1. Testen:** Probieren Sie den Sonicare AirFloss aus und machen Sie sich gemeinsam mit Freunden, Bekannten und Kollegen mit der innovativen Technologie vertraut.
- 2. Meinung sagen und Urteil abgeben:** Nehmen Sie an den drei Umfragen während der Aktion teil, um all Ihre Erfahrungen zu übermitteln.
- 3. Weitersagen und bekannt machen:** Stellen Sie den Sonicare AirFloss im Freundes- und Bekanntenkreis vor und überraschen Sie Ihre Freunde mit hilfreichen Tipps und Insiderwissen.
- 4. Berichten:** Lassen Sie uns daran teilhaben, wenn Sie über den Sonicare AirFloss gesprochen haben: Welche Erfahrungen haben Sie beim Weitererzählen gemacht? Welche Reaktionen, Vorschläge oder Fragen gab es?

Alle wichtigen Details zur Aktion finden Sie ab Seite 13.

Wir freuen uns auf eine spannende Aktion. Viel Spaß – und los geht's!

Ihr Markenjury Team



Wissenswertes zum Produkt	Seite 4 bis 11
Ihre Markenjury-Box	Seite 12
Anleitung für die Markenjury-Aktion.	Seite 13 bis 15
Die Markenjury-Prinzipien	Seite 16
Botschaft zum Weitersagen	Seite 17
Tipps zum Weitersagen	Seite 18
Wussten Sie schon...?	Seite 20 bis 26
Ihre persönlichen Notizen	Seite 27

Wissenswertes zum Produkt

Sonicare AirFloss von Philips



Nicht nur auf, sondern auch zwischen unseren Zähnen lagern sich Speisereste und Bakterien ab. Dieser Belag, auch Plaque genannt, muss entfernt werden, um Karies sowie Zahnfleischentzündungen vorzubeugen und die Zähne gesund zu erhalten. In vielen Haushalten finden sich zwar Zahnseide und Interdentalbürstchen, doch die Handhabung ist mitunter umständlich. Häufig wird deshalb die Reinigung der Zwischenräume vernachlässigt.

Um Plaque zu entfernen, hat Philips Sonicare den AirFloss entwickelt. Damit können auch Ungeübte die Zwischenräume täglich einfach reinigen.

ZahnärztInnen und HelferInnen empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Zwischenräume, um Parodontalerkrankungen und Karies vorzubeugen. Die Zahnbürste allein erreicht jedoch nur ca. 70% der Zahnoberfläche. Wenn die Beläge und Bakterien zwischen den Zähnen nicht entfernt werden, dann kann dies zu einer Zahnfleischentzündung und bei Fortschreiten der Entzündung zu Parodontitis führen.

Wissenswertes zum Produkt

So funktioniert's

Der AirFloss von Philips Sonicare reinigt Zahnzwischenräume einfach, schnell und effektiv. Dank innovativer Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie werden Speisereste und Plaque zwischen den Zähnen sicher entfernt.

Feinste Wassertröpfchen werden mittels eines schnellen Stoßes von Druckluft beschleunigt und lösen in Sekundenbruchteilen Zahnbelag sowie Plaque in den Zahnzwischenräumen: Die Geschwindigkeit und die Kraft der Tropfen sind effektiv und dennoch sanft zum Zahnfleisch.

Diese patentierte Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie des Sonicare AirFloss entfernt bis zu 99%* mehr Plaque im Zahnzwischenraum als die alleinige Reinigung mit einer Handzahnbürste. Die abgewinkelte Reinigungsdüse erreicht leicht alle Zahnzwischenräume. Auch bei Zahnspangen, -kronen, -prothesen oder Zahnersatz.

Damit ist der Sonicare AirFloss eine sinnvolle Ergänzung zur Zahnbürste und reinigt in nur 60 Sekunden alle Zwischenräume.



*Quelle: de Jager M et al.: Dent Res 90 (spec iss A), 2011.

Einfache Handhabung

Einfach und schnell – so gelingt die Reinigung der Zwischenräume mit dem Sonicare AirFloss:



Schritt 1:
Aufladen.

Vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden aufladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige grün. Ein gelbes Licht bedeutet, dass das Gerät nur noch wenig Batterie hat.



Schritt 2:
Vorbereiten.

Stecken Sie die Düse auf das Gerät und befüllen Sie den Tank mit Wasser oder Mundspülung. (Eine Füllung reicht für ein bis zwei Anwendungen).



Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Sonicare AirFloss.



Schritt 3:
Aktivieren.

Drücken Sie den Ein-Aus Schalter um den AirFloss einzuschalten. Drücken Sie anschließend den Startknopf sechs Mal oder bis ein feiner Nebel versprüht wird.



Schritt 4:
Reinigen.

Positionieren Sie die Düse am Zahnzwischenraum: Legen Sie die Düse am Zahn an und lassen Sie die gummierte Führungsspitze in den Zwischenraum gleiten. Halten Sie mit leichtem Druck gegen die Zähne, um den Sprühstoß zwischen die Zähne zu lenken. Für spritzfreies Anwenden schließen Sie die Lippen um den Aufsatz. Drücken Sie nun den Startknopf: ein Sprühstoß wird abgegeben. Düse zum nächsten Zwischenraum gleiten lassen und den Startknopf erneut drücken. Wiederholen Sie dies für alle Zwischenräume.

In den Zahnzwischenräumen

Benutzen Sie den Sonicare AirFloss täglich für alle Zahnzwischenräume im Ober- und Unterkiefer.

Wenn Sie Ihre neue Zahnpflege mit dem AirFloss beginnen, kann es zunächst zu leichtem Zahnfleischbluten kommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Sie auch Bereiche im Mund reinigen, die Sie bis dahin nicht erreicht haben.

Innerhalb der ersten Tage mit regelmäßiger Verwendung sollte dies zurückgehen. Stoppt die Blutung nicht oder ist sie besonders stark, vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Zahnarzt.

Mit dem Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zwischenräume von Plaque reinigen und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches verbessern. Außerdem können Sie die meisten Speisereste entfernen, nicht jedoch besonders große oder klebrige Reste.



Um festzustellen, ob der AirFloss die Zwischenräume effektiv reinigt, beobachten Sie die Farbe und Beschaffenheit des Zahnfleisches: Gesundes Zahnfleisch ist eher pink als rot; die Bereiche zwischen Ihren Zähnen sind nicht rund oder dick vor Entzündung, sondern laufen spitz zu.

Fragen Sie beim nächsten Zahnarztbesuch nach der Gesundheit Ihres Zahnfleisches.

Wissenswertes zum Produkt

Die Vorteile

In nur 60 Sekunden können Sie täglich alle Zahnzwischenräume reinigen. Der Sonicare AirFloss bietet Ihnen dabei einige Vorteile:

Einfach und schnell. Der Sonicare AirFloss reinigt in nur 1 Minute – nach der Verwendung schaltet er sich automatisch ab. Eine Ladung des Lithium-Ionen-Akkus reicht für ca. 2 Wochen.



Sanft. Mit einzelnen Stößen aus Luft und Wasser entfernt der AirFloss Plaque und schont dabei Zahnfleisch, Zähne und Zahnschmelz.

Bequem. Der kabellose AirFloss lässt Ihnen alle Bewegungsfreiheit und benötigt pro Anwendung weniger als einen Teelöffel Flüssigkeit.

Gründlich. Auch schwer erreichbare Backenzähne werden mit der schlanken Düse erreicht.

Sicher. Die Düse gleitet wie von selbst in die Zwischenräume. Der ergonomische Griff passt sich der Handwölbung an und bietet maximale Kontrolle.


Wissenswertes zum Produkt

Die Reinigung



So können Sie den Sonicare AirFloss bei Bedarf reinigen:

1. Wischen Sie zuerst die Oberfläche des Sonicare AirFloss gründlich mit einem angefeuchteten Tuch ab.
2. Entfernen Sie dann vorsichtig den Düsenaufsatz (Abb. rechts) und spülen Sie ihn gründlich aus.
3. Tränken Sie ein Wattestäbchen mit Wasser und säubern Sie damit behutsam den Innenraum des Flüssigkeitsbehälters sowie die obere Öffnung des AirFloss. Lassen Sie die einzelnen Teile anschließend an der Luft trocknen.



Tipps für den Wechsel der Reinigungsdüse:
Um die Düse zu wechseln oder zur Reinigung zu entfernen, umfassen Sie die Düse mit einem Handtuch: Die Düse sitzt relativ fest, daher behutsam, aber mit Kraft lösen. Somit ist der AirFloss auch auf Reisen sicher verstaut.

! Bitte lassen Sie keine Mundspülung im Tank, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Nach Benutzung mit Mundspülung sollte der Tank mit warmem Wasser ausgespült werden, damit sie nicht im Gerät kristallisiert.

Kurz und knapp

Philips Sonicare AirFloss.

- Gerät für die einfache Reinigung der Zahnzwischenräume.
- Einfacher als Zahnseide, besonders sanft und schnell in der Anwendung.
- Wirkt mit patentierter Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie und löst in Sekundenbruchteilen Zahnbelag zwischen den Zähnen.
- Kann helfen, Zwischenraumkaries und entzündetem Zahnfleisch vorzubeugen.
- Ergänzt das tägliche Zähneputzen durch effektives Entfernen von bis zu 99% mehr Plaque* als das Putzen mit der Handzahnbürste allein.
- Dauert nur 60 Sekunden um die Zahnzwischenräume komplett zu reinigen und verbraucht dabei weniger als einen Teelöffel Flüssigkeit.
- Flüssigkeitsbehälter ist auch mit Mundspülung befüllbar.
- Unverbindliche Preisempfehlung: 99,99 Euro

*Quelle: de Jager M et al.: Dent Res 90 (spec iss A), 2011.

Panorama



Anleitung für die Markenjury-Aktion

Ihre Markenjury-Box

Inhalt:

- 1 Philips Sonicare AirFloss für Sie inkl. Zusatzdüse zum Ausprobieren und um sich ein eigenes Urteil zu bilden.
- 1 Tischaufsteller mit Produktinformationen.
- 1 Gebiss-Modell und 1 Sonicare AirFloss zur Demonstration des Gerätes – beides ist nach Ende der Aktion kostenfrei an Markenjury zurückzusenden.
- 10 Sanduhren und 15 Produktbroschüren zum Weitergeben an Freunde, Verwandte und Kollegen.
- 20 Fragebögen, mit denen Sie die Meinung von Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern einholen können.

Sie starten mit dieser Markenjury-Box in die Aktion. Erkunden Sie den Inhalt gemeinsam mit Ihrer Familie, mit Freunden, Kollegen und Nachbarn.



Anleitung für die Markenjury-Aktion

Sie testen Philips Sonicare AirFloss

Sammeln Sie zunächst Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Sonicare AirFloss, indem Sie ihn im Alltag testen. Bilden Sie sich ein eigenes Urteil über die schnelle und einfache Reinigung der Zahnzwischenräume. Lassen Sie auch Ihre Freunde, Kollegen und Familienmitglieder davon profitieren, indem Sie ihnen das Gerät vorstellen und zusammen die innovative Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie von Philips Sonicare AirFloss erleben.


Halten Sie diese spannenden Momente auch gleich auf Fotos fest, die Sie uns mit Ihren Gesprächsberichten zukommen lassen.

Sie geben Ihr Urteil ab

Während der Markenjury-Aktion übermitteln Sie uns regelmäßig Ihre Test-erfahrungen. Nehmen Sie dazu an insgesamt 3 Online-Umfragen teil:

- Zu Beginn der Aktion in der Startumfrage
- Nach ca. 3-4 Wochen in der Zwischenumfrage
- Am Ende der Aktion in der Abschlussumfrage

Um Sie rechtzeitig über den Beginn einer Umfrage zu informieren, erhalten Sie jeweils eine E-Mail.



Anleitung für die Markenjury-Aktion

Sie lassen Freunde und Bekannte teilhaben

Werden Sie aktiv und geben Sie auch Freunden und Bekannten die Möglichkeit, den Sonicare AirFloss kennen zu lernen, indem Sie zum Beispiel:


- Zum gemeinsamen Kennenlernen einladen und Bekannten und Verwandten mithilfe des Gebiss-Modells und dem zweiten AirFloss die Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie vorführen.
- Die Sanduhren und Produktbroschüren aus Ihrer Markenjury-Box weitergeben.
- Ihre Erfahrungen und Ihr neues Wissen teilen.



Sie sammeln die Meinungen Ihrer Freunde

In Ihrer Markenjury-Box finden Sie Fragebögen, mit denen Sie das Urteil Ihrer Freunde zu Philips Sonicare AirFloss einholen können. Lassen Sie uns gemeinsam in dieser Markenjury-Aktion so viele Meinungen wie möglich zusammentragen, um die Philips Produktentwicklung zu unterstützen. Ihr Urteil sowie das Ihrer Freunde und Bekannten wird ausgewertet und anonym an Philips übergeben.

Detaillierte Infos zum Ausfüllen und Übermitteln finden Sie auf den Fragebögen selbst.



Anleitung für die Markenjury-Aktion

Sie berichten von Gesprächen

Wichtige Basis für Aktionen der Markenjury sind Gesprächsberichte. Sie ermöglichen es dem Team von Philips, aus Ihren Gesprächen und Diskussionen mit Freunden, Kollegen und Verwandten über den Sonicare AirFloss zu lernen. Daraus können sich z.B. Anregungen und Verbesserungsvorschläge ergeben.

Wann immer Sie mit jemandem über den Sonicare AirFloss sprechen – lassen Sie es uns wissen und schreiben Sie einen Gesprächsbericht. Wichtige Infos sind z.B. die Anzahl der Gesprächspartner, deren Fragen und Feedback.

Gesprächsberichte übermitteln Sie:

- Über ein Formular in Ihrem persönlichen „Mein Bereich“.
- Über den Gesprächsberichte-Button im Blog dieser Markenjury-Aktion.

Diskutieren Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmern dieser Markenjury-Aktion auf dem Blog unter www.markenjury.de/airfloss

Sie haben Fragen oder Anregungen zu dieser Markenjury-Aktion? Richten Sie diese direkt an airfloss@markenjury.de



Anleitung für die Markenjury-Aktion

Markenjury-Prinzipien

Wir alle reden gern über neue Produkte und machen sie auf diese Weise bekannt – besonders, wenn sie unser Leben leichter, schöner oder aufregender machen.

Auf diesem Prinzip der Mundpropaganda basieren Markenjury-Aktionen: Durch das Weitergeben unserer ehrlichen Meinung wollen wir gute Produkte noch bekannter und erfolgreicher machen. Dazu ist es wichtig, dass Teilnehmer an Aktionen die Markenjury-Prinzipien beachten:

Offenheit.

Wenn Sie mit Freunden und Bekannten über Produkte aus einer Aktion sprechen, dann sagen Sie ihnen auch ehrlich, dass Sie diese im Rahmen einer Markenjury-Aktion kennengelernt haben. Es gibt keinen Grund für Geheimnisse. Schließlich sind sie kein heimlicher Vertreter, sondern wollen Neuigkeiten an Ihre Freunde weitergeben.

Offenheit bedeutet auch, dass Sie die Meinungen anderer aufnehmen und akzeptieren. Viele Meinungen sind wichtig, um den Herstellern ein realistisches Bild davon zu geben, wie ihre Produkte im Alltag ankommen. Von dieser Offenheit profitieren wir alle. Denn nur dann entwickeln Hersteller die Produkte, die wir wirklich wollen.

Ehrlichkeit.

Geben Sie stets Ihre ehrliche Meinung weiter. Empfehlen Sie Produkte nur, wenn Sie tatsächlich begeistert sind. Sagen Sie im Gegenzug auch, welche Verbesserungen Sie sich wünschen, falls Sie ein Produkt weniger überzeugt.



Tipps für Ihre Aktionen

Botschaft zum Weitersagen

Der Philips Sonicare
AirFloss: für eine
einfache Reinigung der
Zahzwischenräume.

Tipps für Ihre Aktionen

Tipps zum Weitersagen

Lassen Sie auch andere an Ihrem Wissen über den Sonicare AirFloss teilhaben.



Laden Sie Familie und Freunde ein, um den Sonicare AirFloss kennenzulernen: Demonstrieren Sie mit einem Sprühstoß auf die Handfläche wie einfach die beschleunigten Wassertröpfchen wirken.

Auch Bekannten, Kollegen und Nachbarn können Sie das Gerät vorstellen. Nehmen Sie den zweiten Sonicare AirFloss zur Demonstration mit ins Büro oder veranstalten Sie einen Infoabend, um die Reinigung mit der Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie am beigelegten Gebiss-Modell zu erklären und vorzuführen.

Sie wissen von einem Kollegen oder Freund, dass er sehr auf Zahnpflege achtet, aber nicht gut mit Zahnseide zurecht kommt?

Geben Sie ihm oder ihr den Tipp, wie einfach und effektiv sich der Sonicare AirFloss handhaben lässt. Mithilfe einer Produktbroschüre aus der Markenjury-Box kann sich Ihr Gegenüber auf einen Blick über die Vorteile der Zahnzwischenraumpflege mit dem AirFloss informieren.

Die Technikbegeisterten können Sie damit beeindrucken, dass feinste Wassertröpfchen in 0,3 Sekunden auf 70 km/h beschleunigt werden. Damit löst der AirFloss Plaque in den Zwischenräumen gründlich.

Interessierten Freunden und Kollegen können Sie die 28-Tage-Geld-zurück-Garantie von Philips empfehlen. Auf diese Weise können sie den AirFloss ohne Risiko testen. Mehr dazu erfahren sie weiter hinten im Markenjury-Handbuch und unter www.philips.de/airfloss Diesen Link können Sie z.B. auch über die Sanduhr aus Ihrer

Markenjury-Box weitergeben und Ihre Bekannten auf die schnelle Reinigung in nur 60 Sekunden aufmerksam machen.

Die beste Referenz für den Sonicare AirFloss sind natürlich Ihre eigenen Zähne. Beweisen Sie mit einem strahlenden Lächeln, wie effektiv Sie die Zwischenräume Ihrer Zähne reinigen können und so das tägliche Zähneputzen sinnvoll ergänzen.

Viele kreative Tipps und Ideen haben Sie aber sicher selbst. Erzählen Sie uns, wie Sie den Sonicare AirFloss bei Familie, Freunden und Kollegen bekannt machen.



überzeugen Sie andere mit Ihrem Lächeln und erzählen Sie von der schnellen Reinigung in nur 60 Sekunden.

Antworten auf häufige Fragen

Lesen Sie hier Antworten auf wichtige Fragen zum Sonicare AirFloss von Philips:



Soll der Philips Sonicare AirFloss die normale Zahnseide ersetzen?

Der Sonicare AirFloss wurde von Philips dafür entwickelt, Zahnbelag zwischen den Zähnen zu entfernen. Obwohl der AirFloss nicht dafür vorgesehen wurde, Zahnseide in jeder Hinsicht unmittelbar zu ersetzen (z. B. zur Entfernung starker Ablagerungen zwischen den Zähnen), stellt er eine gute Alternative für die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume dar, wenn die Verwendung von Zahnseide zu umständlich ist.

Benutzt man den Sonicare AirFloss vor oder nach dem Zähneputzen?

Es wird empfohlen, den AirFloss vor dem Zähneputzen zu verwenden. Hierdurch wird die gründliche Plaque-Beseitigung gewährleistet und einer regelmäßigen, guten Mundhygiene eine größere Aufmerksamkeit geschenkt.

Kann man das Gerät gemeinsam mit anderen Personen benutzen?

Der Sonicare AirFloss ist zur Nutzung durch eine einzige Person vorgesehen. Bei der gemeinsamen Verwendung von Zahnhygiene-Geräten besteht die Möglichkeit, Krankheiten wie z.B. Tuberkulose zu verbreiten. Daher empfiehlt es sich nicht, ein Gerät gemeinsam zu nutzen.

Können alle den Sonicare AirFloss verwenden?

Auch Personen mit empfindlichem Zahnfleisch oder Zahnfleischtaschen können das Gerät benutzen. Nur bei besonders eng stehenden Zähnen empfiehlt sich das Gerät nicht.

Kann man den Sonicare AirFloss mit Mundwasser benutzen?

Ja. Das Gerät ist dafür vorgesehen, mit Wasser oder Ihrem favorisierten Mundwasser befüllt zu werden. Die Nutzung von Mundwasser verleiht Ihnen ein frischeres Mundgefühl und sorgt für mehr Vorteile bei der Mundhygiene mit Ihrem AirFloss.

Wie oft muss die Düse ausgetauscht werden?

Es wird empfohlen, die Düse alle sechs Monate auszutauschen, um Kalkablagerungen durch hartes Wasser zu vermeiden und mögliche Risiken durch Entstehung von Bakterien einzudämmen.

Was passiert, wenn die Düse zerbricht?

Die AirFloss-Düse wurde nach einem hohen Standard entworfen. Aus diesem Grund ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie brechen könnte – beim Entfernen der Düse sollten Sie allerdings die Hinweise auf Seite 9 beachten. Sollte die Düse wirklich einmal beschädigt werden, gibt es Austauschdüsen, die Sie über den ausgewählten Fachhandel sowie im Internet über Philips.com beziehen können.

Wie kann man vermeiden, dass Kinder unbeabsichtigt das Gerät betätigen?

Der Sonicare AirFloss wurde insbesondere dahingehend konzipiert, dass sich eine unbeabsichtigte Produktnutzung einschränken lässt. Das Produkt verfügt über einen Ein-/Aussschalter, wodurch der unbeabsichtigte Betrieb vermieden werden kann. Außerdem lässt sich das Produkt ohne Düse auf dem Handgriff nicht einschalten.

Wussten Sie schon...?

Sonicare Geschichte



Philips Sonicare basiert auf einer patentierten Schalltechnologie.

Am Anfang von Sonicare stand Ende der 80er Jahre eine elektrische Zahnbürste mit Schalltechnologie. Heute beeinflusst Sonicare die Zahnpflegewohnheiten von Menschen auf der ganzen Welt.

Sonicare Erfinder David Giuliani gründete 1987 gemeinsam mit den Professoren David Engel und Roy Martin die Optiva Corporation Inc. mit dem Ziel, ein innovatives Zahnhygienegerät zu vermarkten. Dieses basierte auf der damals in Zahnarztpraxen verwendeten Schalltechnologie zum Reinigen von Zähnen. Im Oktober 2000 wurde das Giulianis Unternehmen von der heutigen Philips Oral Healthcare übernommen.

Philips Oral Healthcare ist führender Anbieter von elektrischen Zahnbürsten und hat weltweit eine Vorreiterrolle im Bereich der Zahnbürsten mit Schalltechnologie eingenommen.

Im Oktober 2002 erklärte Forbes Global die Philips Zahnbürste zum „Rolls-Royce unter den elektrischen Zahnbürsten.“

Die nächste Generation der elektrischen Zahnbürsten entwickelte Philips aus dem umfangreichen Wissen aus Forschung und Entwicklung. Darunter auch erstmals eine speziell für Kinder.



Die Sonicare Zahnbürsten von links nach rechts: HealthyWhite, FlexCare, DiamondClean sowie die Sonicare For Kids. Neu: Der Sonicare AirFloss.

Mit über 17 Millionen Anwendern weltweit wurde die Sonicare zu einer der meistverkauften, wiederaufladbaren Premium-Zahnbürsten. Mit dem AirFloss hält das Sonicare-Prinzip nun auch Einzug in die Reinigung der Zahnzwischenräume.

Zahlreiche Studien und wissenschaftliche Arbeiten belegen, dass die Sonicare Zahnbürsten äußerst effektiv sind bei:

- Plaque-Entfernung,
- Gesunderhaltung des Zahnfleisches und
- Entfernung von Verfärbungen.

Wussten Sie schon...?

Unsere Zähne



Zähne begleiten den Menschen durchs Leben – sogar schon vor der Geburt.

Die Zahnentwicklung beginnt bereits 6 Wochen nach der Befruchtung: Die Milchzähne und die zweiten Zähne werden zu dieser Zeit schon im Kiefer des Embryos angelegt. Mit ca. zwei Jahren besitzen die meisten Menschen das vollständige Milchgebiss mit 20 Zähnen. Im Erwachsenenalter umfasst das Gebiss in der Regel 32 Zähne – inklusive der Weisheitszähne.

Geschützt werden unsere Zähne durch den Zahnschmelz, einem klaren Überzug aus Mineralstoffen. Er ist das härteste Material des menschlichen Körpers. Einmal zerstörter Zahnschmelz kann jedoch nicht wieder neu gebildet werden.

Zähne sind nicht nur Kauwerkzeuge, sondern auch ein Zeichen für Gesundheit und Schönheit. Kein Wunder, denn ein strahlendes, weißes Lächeln wirkt besonders sympathisch. Aber nicht alle Zähne bleiben bis ins hohe Alter erhalten.

Zum einen Wackelzähne: Bis zum Alter von ca. 14 Jahren werden die Milchzähne nach und nach durch bleibende Zähne ersetzt. Zum anderen die zweiten Zähne, die sich durch Abreibung und Säurebildung durch Bakterien im Lauf des Lebens abnutzen und auch krank werden können.

Das Reinigen der Zähne und Zahnzwischenräume ist wichtig für eine optimale Zahngesundheit.

Karies entsteht z.B. durch Bakterien im Mund, die den Zahnschmelz angreifen. Nach und nach bilden sich Löcher im Zahn. Es wird zwar seit vielen Jahren an einer Impfung gegen Karies geforscht, dennoch ist diese immer noch nicht ausgereift. Denn die Mundbakterien kommen in vielen Arten in unserem Körper vor und sind gleichzeitig wichtig für unsere Verdauung und damit für die Verwertung von Nahrung.

Zahnfleischentzündungen, sogenannte Gingivitis, werden durch Bakterien im Plaque verursacht. Ist das gesamte Zahnbett und der Knochen betroffen spricht man von Parodontitis. Auch hier kann mit der richtigen Mundhygiene und -pflege vorgebeugt werden.

Der Sonicare AirFloss eignet sich zur Ergänzung der Mundhygiene – auch für Verwender von elektrischen Zahnbürsten: Der AirFloss entfernt 66% mehr Plaque als eine Sonicare FlexCare Zahnbürste allein.* Und das zweimal täglich in nur 60 Sekunden.

*Effect of Sonicare AirFloss on interproximal plaque and gingivitis. In vitro evaluation of interproximal biofilm removal with Sonicare AirFloss. Results will vary with actual use. Compliance study of use of Sonicare AirFloss.



Acht Schneidezähne, vier Eckzähne, acht vordere Mahlzähne und zwölf große Backenzähne umfasst das Gebiss eines Erwachsenen in der Regel.



Blog zur Aktion: www.markenjury.de/airfloss

© 2012

